




ペレットディスペンサー
 <学習記憶>
 Pellet dispenser
 <learning memory>


The pellet dispenser unit dispenses precision diet (pellet; granular feed) automatically to subject. It is controlled by 5V TTL trigger signal by connecting power source unit and control box.

* Please inquire us not only about the dispenser itself but also connection to experimental box, pellet dish, connection to the pellet dish, connection to each power source, control signal et al.

一定の形状の粒状ペレットをプログラマブルに供給する装置です。10mg, 20mg, 25mg用を標準品として販売しております。それぞれに専用のペレットも販売しております。報酬の形状が不揃いである場合などには、リボルバー式をカスタマイズで製作いたします。ある程度粘度がある液体を一定量ずつプログラマブルに供給する場合には、ペーストディスペンサーをご利用ください。



リボルバー式ペレットディスペンサー
 Revolver-type pellet dispenser



ペーストディスペンサー
 Paste dispenser